

Probengewinnung Harnwege



Probengewinnung Harnwege Frau



1. Genitale gründlich waschen und Schamlippen spreizen



2. Nachdem der Harnstrahl ca. 3 Sekunden in Gang gekommen ist 10-20 ml in Einwegbecher auffangen (30 ml bei V.a. TBC)



3. Genaue klinische Angaben (z.B. Spontanurin, V.a. Urogenitaltuberkulose, Neutropenie, etc.), Antibiotikatherapie




4. Urin <1 h ins Labor, bei Lagerung oder Transport > 1 h muss der Urin gekühlt werden (2-8°C)



Probengewinnung Harnwege Mann



1. Genitale gründlich waschen und Vorhaut zurückstreifen




2. Harnstrahl in Gang kommen lassen und erste Urinprobe verwerfen



3. Urinprobe in Einwegbecher auffangen und anschließend in Probengefäß überführen



4. Genaue klinische Angaben (z.B. Spontanurin, V.a. Urogenitaltuberkulose, Neutropenie, etc.), Antibiotikatherapie



5. Urin <1 h ins Labor, bei Lagerung oder Transport > 1 h muss der Urin gekühlt werden (2-8°C)